

Nasaleze®



800 mg

Quando se deve usar o Nasaleze Cold & Flu Blocker?

Aplique o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** antes dos sintomas aparecerem.

Nasaleze Cold & Flu Blocker é um tratamento preventivo contra os vírus da gripe e da constipação.

Nasaleze Cold & Flu Blocker foi clinicamente testado para combater o aparecimento de uma gripe ou de uma constipação ou diminuir a sua duração.

Está clinicamente comprovado que o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** é eficaz em adultos e em crianças a partir dos 3 anos de idade.

Se os sintomas da gripe ou da constipação começaram antes de se aplicar **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, este produto pode ser usado para diminuir a duração dos sintomas.

Se for necessário usar concomitantemente outro *spray* nasal, o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** deve ser utilizado posteriormente, para não se destruir a barreira que foi criada.

O **Nasaleze Cold & Flu Blocker** pode ser usado simultaneamente com outros medicamentos, em terapêutica combinada, para tratar a gripe e a constipação.

Quem é que pode usar o Nasaleze Cold & Flu Blocker?

O **Nasaleze Cold & Flu Blocker** é adequado para adultos, atletas, mulheres grávidas e a amamentar e crianças a partir dos 3 anos de idade.

Manter fora do alcance das crianças.

Nasaleze Cold & Flu Blocker não contém nem drogas nem medicamento.

Nasaleze Cold & Flu Blocker tem um bom perfil de segurança.

Nasaleze Cold & Flu Blocker não causa sonolência.

Como é que o Nasaleze Cold & Flu Blocker funciona?

A via de infeção mais comum da gripe e da constipação é a via respiratória. Os vírus que causam a gripe e a constipação entram pelo nariz e ligam-se ao revestimento nasal, onde se multiplicam e se espalham.

Isto origina sintomas, como nariz entupido ou corrimento nasal, dores de garganta, dores de cabeça e tosse. Nas fases iniciais da doença, muitas vezes não se consegue distinguir entre uma constipação comum e uma gripe. A gripe é uma doença potencialmente grave e necessita de um médico para se fazer o diagnóstico definitivo.

Nasaleze Cold & Flu Blocker é um *spray* nasal em pó. O pó transforma-se num gel no nariz, o qual cria uma barreira de defesa que protege e desativa os germes e os vírus do ar.

Nasaleze Cold & Flu Blocker pode reduzir a duração e a gravidade dos sintomas da gripe e da constipação.

O **Nasaleze Cold & Flu Blocker** pode impedir que os sintomas da gripe e da constipação originados por vírus reapareçam.

O modo de ação do tratamento com **Nasaleze Cold & Flu Blocker** foi comprovado em 4 estudos clínicos.



PULVERIZAR

APRISONA
E DESATIVA

AJUDA A
DEFENDER
CONTRA A GRIPE
E AS CONSTIPAÇÕES

Ingredientes

- HPMC a 95%
- Pó de hortelã-pimenta a 2%
- Extrato de Alicina em pó a 3%

Adequado para vegans

Para mais informações
www.nasaleze.com



Como usar o Nasaleze Cold & Flu Blocker?

O **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, para ajudar a proteger das gripes e das constipações, deve ser aplicado 2 a 3 vezes por dia, de forma a se manter uma barreira eficaz. No caso de os sintomas já terem começado, o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** deve ser aplicado 3 vezes por dia até que os sintomas desapareçam.



Passo 1 - Assoe o nariz.



Passo 2 - Remova a tampa e agite o frasco



Etapa 3 - Faça um teste com o *spray* para avaliar a pressão necessária para administrar uma dose ideal, que consiste num esguicho de pó de 10 a 15 cm. Se achar que o frasco é muito rígido, use as duas mãos (o teste com o Nasaleze não será mais necessário quando já estiver acostumado a ele).



Etapa 4 - Coloque a biqueira do frasco dentro do nariz e aplique 1 a 2 pulverizações em cada narina. Inspire suavemente enquanto aperta o frasco, mas não inspire profundamente.



Passo 5 - Volte a aplicar de cada vez que assoar o nariz.

Na primeira aplicação pode sentir uma ligeira sensação de formigueiro ou queimadura no nariz ou alguns espirros. Estes sintomas são transitórios e desaparecem à medida que se habitua ao **Nasaleze Cold & Flu Blocker**.

Também pode sentir alguma irritação no nariz, especialmente se as membranas nasais já estiverem inflamadas ou irritadas. Esta sensação desaparecerá rapidamente.

Algumas pessoas também podem sentir o nariz entupido. Esta situação é normal e não é mais do que a sensação de barreira criada pelo **Nasaleze Cold & Flu Blocker**.

Se sentir algum desconforto grave após a aplicação do **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, consulte o seu médico.

Se for necessário usar concomitantemente outro *spray* nasal, o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** deve ser aplicado posteriormente, para não se destruir a barreira que foi criada.

Se o Nasaleze Cold & Flu Blocker não estiver a aliviar adequadamente os seus sintomas...

- Consulte o seu médico de forma a saber qual o medicamento que pode tomar simultaneamente com **Nasaleze Cold & Flu Blocker** para combater a gripe e a constipação.

- Leia atentamente as orientações acima descritas e experimente o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** executando os 5 passos.

Como conservar Nasaleze Cold & Flu Blocker

- Não lave o frasco com água ou outro líquido, porque pode bloquear o frasco.
- Não use este produto se o selo de segurança tiver sido violado.
- Após a utilização coloque sempre a tampa no frasco.
- Armazenar à temperatura ambiente ou entre 5 °C e 30 °C.
- Após abertura do frasco, use-o dentro de 6 meses.
- Não refrigerar ou congelar.

Contraindicações

- Não é adequado a crianças com menos de 3 anos de idade.
- Não use este produto se for alérgico à celulose, menta ou alho.
- Evite o contacto deste produto com os olhos.
- Evite o contacto com feridas abertas.
- Se o pó entrar em contacto com os olhos, lave-os muito bem com água.
- Para evitar contaminações, este produto não deve ser usado por mais do que uma pessoa.
- Na primeira aplicação pode sentir uma ligeira sensação de formigueiro ou queimadura no nariz ou espirros ligeiros. Estes sintomas são transitórios e desaparecem ao longo do tratamento com o **Nasaleze Cold & Flu Blocker**.
- Também pode sentir alguma irritação no nariz, especialmente se as membranas nasais já estiverem inflamadas ou irritadas. Esta sensação desaparecerá rapidamente.
- Algumas pessoas também podem sentir o nariz entupido. Esta situação é normal e não é mais do que a sensação de barreira criada pelo **Nasaleze Cold & Flu Blocker**. No caso de sentir mais do que uma leve sensação de nariz entupido, é possível que o produto esteja a ser usado em excesso.
- Se sentir algum desconforto grave após a aplicação do **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, consulte o seu médico.
- Se for necessário usar concomitantemente outro *spray* nasal, o **Nasaleze Cold & Flu Blocker** deve ser aplicado posteriormente, para não se destruir a barreira que foi criada.
- Foram reportados muito poucos casos de reações alérgicas com este produto. Nariz entupido, corrimento nasal, espirros, dores de garganta foram reportados como sendo de pequena gravidade. Se tiver reações mais graves do que estas, o uso do produto deve ser imediatamente interrompido e se os sintomas persistirem, consulte seu médico. Contacte o fabricante e a autoridade competente.
- Não use mais do que 30 dias seguidos.



Fabricado por Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UK

Distribuído por Ferraz, Lynce, Especialidades Farmacêuticas, S.A. Rua Consiglieri Pedroso, 123 27311-901 Barcarena, Portugal



Atlantic Bridge, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ, UK



MASA-COLD-PT 05/20

Explicação dos símbolos

Conformidade com a Diretiva Europeia dos Dispositivos médicos	Prazo de Validade	Fabricante
Código do Lote	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Consultar as instruções de uso
		Manter Seco